

**Mic-Key®**

## MIC-BOLUS GASTROSTOMITUBE



Mic Bolus gastrostomitube er laget av hudvennlig medisinsk silikon. Tuben er solid og helstøpt uten løse deler, og har 1 inngang til mat og medisiner. Når ballongen er fylt med vann er endetippen trukket helt inn i for å forhindre skade/rifter i magesekk. I tillegg er endetippen avrundet for å bidra til enkel innføring i stomikanalen.

Sonden har en langsgående røntgentett tråd for å verifisere riktig plassering, samt tydelig cm merking. En myk Secur-Lok plate skyves ned til hudnivå for å holde tuben på plass, og forhindre lekkasje. Mic-Bolus gastrostomi tube finnes i tykkelse fra 12 – 24 Fr.

Stell og pleie av tuben er lik som stell og pleie av Mic-key.

Artikkelnummer	Tykkelse	Vannmengde i ballong
110-12LV*	12 Fr	2-3 ml
110-14LV*	14 Fr	3-5 ml
110-16LV*	16 Fr	3-5 ml
110-18	18 Fr	7-10 ml
110-20	20 Fr	7-10 ml
110-22	22 Fr	7-10 ml
110-24	24 Fr	7-10 ml

(Artikkelnummer 110-xx Fr)

\*LV = Low Volume

