



Overgang til ENFit

Det har blitt utviklet en ny internasjonal standard (ISO sertifisering 80369-3) for å sikre faren for feilaktig kobling mellom enterale og parenterale systemer. Denne koblingen heter ENFit.


I løpet av 2017 kreves det at alle produsenter/leverandører av ernæringsutstyr går over til denne nye standarden. Det vil altså i 2017 være en overgangsperiode der man både har gamle koblinger og ENFit koblinger.

I 2018 skal alt av ernæringsutstyr være ENFit kompatibel. Det vil bli gitt fortløpende informasjon om innfasing av ENFit produkter for øvrig.

Les mer om ENFit:

- stayconnected.org
- [Haylard: What you should know about ENFit Connectors](#)

Mic-Key mellomstykker med ENFit koblinger



Mer informasjon om ENFit

- [Mic-key mellomstykker med ENFit kobling](#)
- [Mic-key sett med ENFit](#)

Produkter

> [ENFit mellomstykker](#)