



KIMBERLY-CLARK GASTROSTOMITUBE

Kimberly-Clark gastrostomitube er laget av hudvennlig medisinsk silikon. Tuben er solid og helstøpt uten løse deler, og har 2 innganger til mat og medisiner. Når ballongen er fylt med vann er endetippen trukket helt inn i for å forhindre skade/rifter i magesekk. I tillegg er endetippen avrundet for å bidra til enkel innføring i stomikanalen.

Sonden har en internasjonal fargekodet ballongport (BAL), en langsgående røntgentett tråd for å kunne verifisere riktig plassering, samt cm merking. En myk Secur-Lok plate skyves ned til hudnivå for å holde tuben på plass, og forhindre lekkasje. Kimberly-Clark gastrostomitube finnes i tykkelser fra 14-24 Fr.

Stell og pleie av tuben er som stell og pleie av Mic-key.

| Artikkelnummer | Tykkelse | Vannmengde i ballong | Fargekode |
|----------------|----------|----------------------|---|
| 112-14LV* | 14 Fr | 3-5 ml |  |
| 112-16LV* | 16 Fr | 3-5 ml |  |
| 112-18 | 18 Fr | 7-10 ml |  |
| 112-20 | 20 Fr | 7-10 ml |  |
| 112-20 | 22 Fr | 7-10 ml |  |
| 112-24 | 24 Fr | 7-10 ml |  |

(Artikkelnummer 112-xx Fr)

* LV = Low Volume