



## KIMBERLY-CLARK GASTROSTOMITUBE

Kimberly-Clark gastrostomitube er laget av hudvennlig medisinsk silikon. Tuben er solid og helstøpt uten løse deler, og har 2 innganger til mat og medisiner. Når ballongen er fylt med vann er endetippen trukket helt inn i for å forhindre skade/rifter i magesekk. I tillegg er endetippen avrundet for å bidra til enkel innføring i stomikanalen.

Sonden har en internasjonal fargekodet ballongport (BAL), en langsgående røntgentett tråd for å kunne verifisere riktig plassering, samt cm merking. En myk Secur-Lok plate skyves ned til hudnivå for å holde tuben på plass, og forhindre lekkasje. Kimberly-Clark gastrostomitube finnes i tykkelser fra 14-24 Fr.

Stell og pleie av tuben er som stell og pleie av Mic-key.

Artikkelnummer	Tykkelse	Vannmengde i ballong	Fargekode
112-14LV*	14 Fr	3-5 ml	
112-16LV*	16 Fr	3-5 ml	
112-18	18 Fr	7-10 ml	
112-20	20 Fr	7-10 ml	
112-20	22 Fr	7-10 ml	
112-24	24 Fr	7-10 ml	

(Artikkelnummer 112-xx Fr)

\* LV = Low Volume