

**Mic-Key®**

## MIC-BOLUS GASTROSTOMITUBE



Mic Bolus gastrostomitube er laget av hudvennlig medisinsk silikon. Tuben er solid og helstøpt uten løse deler, og har 1 inngang til mat og medisiner. Når ballongen er fylt med vann er endetippen trukket helt inn i for å forhindre skade/rifter i magesekk. I tillegg er endetippen avrundet for å bidra til enkel innføring i stomikanalen.

Sonden har en langsgående røntgentett tråd for å verifisere riktig plassering, samt tydelig cm merking. En myk Secur-Lok plate skyves ned til hudnivå for å holde tuben på plass, og forhindre lekkasje. Mic-Bolus gastrostomi tube finnes i tykkelse fra 12 – 24 Fr.

Stell og pleie av tuben er lik som stell og pleie av Mic-key.

| Artikkelnummer | Tykkelse | Vannmengde i ballong |
|----------------|----------|----------------------|
| 110-12LV*      | 12 Fr    | 2-3 ml               |
| 110-14LV*      | 14 Fr    | 3-5 ml               |
| 110-16LV*      | 16 Fr    | 3-5 ml               |
| 110-18         | 18 Fr    | 7-10 ml              |
| 110-20         | 20 Fr    | 7-10 ml              |
| 110-22         | 22 Fr    | 7-10 ml              |
| 110-24         | 24 Fr    | 7-10 ml              |

(Artikkelnummer 110-xx Fr)

\*LV = Low Volume

