



## MIC – J – JEJUNAL ERNÆRINGSSONDE (1 LØP)

Mic – J ser ut som en gastrostomitube, men har utløp for ernæring i jejunum. Mic – J har en justerbar ytre fikseringsplate.

Mic-J finnes i størrelser 12 Fr, 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr, 20 Fr, 22 Fr og 24 Fr. Den totale jejunale lengden fra vannballongen til endetipp er 45 cm.

**Sonden kan klippes/justeres til ønsket lengde.**

### Tabell

Artikkelnummer	Tykkelse	Jejunal lengde
200-12LV	12 Fr	45 cm
200-14	14 Fr	45 cm
200-16	16 Fr	45 cm
200-18	18 Fr	45 cm
200-20	20 Fr	45 cm
200-22	22 Fr	45 cm
200-24	24 Fr	45 cm

### [Produktark Mic-J](#)

[Her kan du laste ned produktark i PDF-format.](#)