



Mic-Key gastrostomiport

Mic-Key® er en liten og diskret ernæringssonde som ligger flatt mot huden, noe som gjør at den ikke vil være i veien ved fysisk aktivitet. I tillegg har Mic-Key* en lukkemekanisme og tilbakeslagsventil, som forhindrer lekkasje av mageinnhold. Mic-Key* har en indre del som består av en vannballong og som holder Mic-Key på plass på innsiden av magesekken. Mic-key knapp kan byttes hjemme, i motsetning til PEG sonde der man må på sykehuset for å fjerne og bytte. Alle disse egenskapene gjør at Mic-Key er mer praktisk og mer egnet til daglig bruk over tid.

[Les mer om Mic-key her](#)

Man må bruke et mellomstykke for å kunne gi mat via Mic-Key. [Les mer om de ulike mellomstykkene her](#)

Innehold i et Mic-Key sett

- 1 stk Mic-Key* gastrostomiport/knapp
- Kompresser
- luersprøyte til ballongventilen
- 1 stk ENFit matingsprøyte
- 1 stk Bolus rett mellomstykke ENFit, 30 cm (varenr 143-12)
- 1 stk Medisineringsmellomstykke ENFit, 30 cm (varenr. 141-12).

Sortiment

Mic-Key finnes i mange ulike størrelser fra 12 - 24 French i tykkelse, samt 0,8 - 5,0 cm lengde. Det er viktig å måle for å finne riktig størrelse med individuell tilpasning.

MIC-KEY SETT MED ENFIT

Artikkelnummer	Tykkelse	Lengde	Artikkelnummer	Tykkelse	Lengde	Artikkelnummer	Tykkelse	Lengde
8140-12-0,8	12 Fr	0,8 cm	8140-16-0,8	16 Fr	0,8 cm	8140-20-0,8	20 Fr	0,8 cm
8140-12-1,0	12 Fr	1 cm	8140-16-1,0	16 Fr	1 cm	8140-20-1,0	20 Fr	1 cm
8140-12-1,2	12 Fr	1,2 cm	8140-16-1,2	16 Fr	1,2 cm	8140-20-1,2	20 Fr	1,2 cm
8140-12-1,5	12 Fr	1,5 cm	8140-16-1,5	16 Fr	1,5 cm	8140-20-1,5	20 Fr	1,5 cm
8140-12-1,7	12 Fr	1,7 cm	8140-16-1,7	16 Fr	1,7 cm	8140-20-1,7	20 Fr	1,7 cm
8140-12-2,0	12 Fr	2 cm	8140-16-2,0	16 Fr	2 cm	8140-20-2,0	20 Fr	2 cm
8140-12-2,3	12 Fr	2,3 cm	8140-16-2,3	16 Fr	2,3 cm	8140-20-2,3	20 Fr	2,3 cm
8140-12-2,5	12 Fr	2,5 cm	8140-16-2,5	16 Fr	2,5 cm	8140-20-2,5	20 Fr	2,5 cm
8140-12-2,7	12 Fr	2,7 cm	8140-16-2,7	16 Fr	2,7 cm	8140-20-2,7	20 Fr	2,7 cm
8140-12-3,0	12 Fr	3 cm	8140-16-3,0	16 Fr	3 cm	8140-20-3,0	20 Fr	3 cm
8140-12-3,5	12 Fr	3,5 cm	8140-16-3,5	16 Fr	3,5 cm	8140-20-3,5	20 Fr	3,5 cm
8140-12-4,0	12 Fr	4 cm	8140-16-4,0	16 Fr	4 cm	8140-20-4,0	20 Fr	4 cm
			8140-16-4,5	16 Fr	4,5 cm	8140-20-4,5	20 Fr	4,5 cm
8140-14-0,8	14 Fr	0,8 cm				8140-20-5,0	20 Fr	5 cm
8140-14-1,0	14 Fr	1 cm	8140-18-0,8	18 Fr	0,8 cm			
8140-14-1,2	14 Fr	1,2 cm	8140-18-1,0	18 Fr	1 cm	8140-24-1,5	24 Fr	1,5 cm
8140-14-1,5	14 Fr	1,5 cm	8140-18-1,2	18 Fr	1,2 cm	8140-24-1,7	24 Fr	1,7 cm
8140-14-1,7	14 Fr	1,7 cm	8140-18-1,5	18 Fr	1,5 cm	8140-24-2,0	24 Fr	2 cm

8140-14-2,0	14 Fr	2 cm	8140-18-1,7	18 Fr	1,7 cm	8140-24-2,3	24 Fr	2,3 cm
8140-14-2,3	14 Fr	2,3 cm	8140-18-2,0	18 Fr	2 cm	8140-24-2,5	24 Fr	2,5 cm
8140-14-2,5	14 Fr	2,5 cm	8140-18-2,3	18 Fr	2,3 cm	8140-24-2,7	24 Fr	2,7 cm
8140-14-2,7	14 Fr	2,7 cm	8140-18-2,5	18 Fr	2,5 cm	8140-24-3,0	24 Fr	3 cm
8140-14-3,0	14 Fr	3 cm	8140-18-2,7	18 Fr	2,7 cm	8140-24-3,5	24 Fr	3,5 cm
8140-14-3,5	14 Fr	3,5 cm	8140-18-3,0	18 Fr	3 cm	8140-24-4,0	24 Fr	4 cm
8140-14-4,0	14 Fr	4 cm	8140-18-3,5	18 Fr	3,5 cm	8140-24-4,5	24 Fr	4,5 cm
8140-14-4,5	14 Fr	4,5 cm	8140-18-4,0	18 Fr	4 cm	8140-24-5,0	24 Fr	5 cm
8140-14-5,0	14 Fr	5 cm	8140-18-4,5	18 Fr	4,5 cm			
			8140-18-5,0	18 Fr	5 cm			



