



Mic-Key gastrostomiport

Mic-Key® er en liten og diskret ernæringssonde som ligger flatt mot huden, noe som gjør at den ikke vil være i veien ved fysisk aktivitet. I tillegg har Mic-Key* en lukkemekanisme og tilbakeslagsventil, som forhindrer lekkasje av mageinnhold. Mic-Key* har en indre del som består av en vannballong og som holder Mic-Key på plass på innsiden av magesekken. Mic-key knapp kan byttes hjemme, i motsetning til PEG sonde der man må på sykehuset for å fjerne og bytte. Alle disse egenskapene gjør at Mic-Key er mer praktisk og mer egnet til daglig bruk over tid.

[Les mer om Mic-key her](#)

Man må bruke et mellomstykke for å kunne gi mat via Mic-Key. [Les mer om de ulike mellomstykkene her](#)

Innehold i et Mic-Key sett

- 1 stk Mic-Key* gastrostomiport/knapp
- Kompresser
- luersprøyte til ballongventilen
- 1 stk ENFit matingsprøyte
- 1 stk Bolus rett mellomstykke ENFit, 30 cm (varenr 143-12)
- 1 stk Medisineringsmellomstykke ENFit, 30 cm (varenr. 141-12).

Sortiment

Mic-Key finnes i mange ulike størrelser fra 12 - 24 French i tykkelse, samt 0,8 - 5,0 cm lengde. Det er viktig å måle for å finne riktig størrelse med individuell tilpasning.

MIC-KEY SETT MED ENFIT

| Artikkelnummer | Tykkelse | Lengde | Artikkelnummer | Tykkelse | Lengde | Artikkelnummer | Tykkelse | Lengde |
|----------------|----------|--------|----------------|----------|--------|----------------|----------|--------|
| 8140-12-0,8 | 12 Fr | 0,8 cm | 8140-16-0,8 | 16 Fr | 0,8 cm | 8140-20-0,8 | 20 Fr | 0,8 cm |
| 8140-12-1,0 | 12 Fr | 1 cm | 8140-16-1,0 | 16 Fr | 1 cm | 8140-20-1,0 | 20 Fr | 1 cm |
| 8140-12-1,2 | 12 Fr | 1,2 cm | 8140-16-1,2 | 16 Fr | 1,2 cm | 8140-20-1,2 | 20 Fr | 1,2 cm |
| 8140-12-1,5 | 12 Fr | 1,5 cm | 8140-16-1,5 | 16 Fr | 1,5 cm | 8140-20-1,5 | 20 Fr | 1,5 cm |
| 8140-12-1,7 | 12 Fr | 1,7 cm | 8140-16-1,7 | 16 Fr | 1,7 cm | 8140-20-1,7 | 20 Fr | 1,7 cm |
| 8140-12-2,0 | 12 Fr | 2 cm | 8140-16-2,0 | 16 Fr | 2 cm | 8140-20-2,0 | 20 Fr | 2 cm |
| 8140-12-2,3 | 12 Fr | 2,3 cm | 8140-16-2,3 | 16 Fr | 2,3 cm | 8140-20-2,3 | 20 Fr | 2,3 cm |
| 8140-12-2,5 | 12 Fr | 2,5 cm | 8140-16-2,5 | 16 Fr | 2,5 cm | 8140-20-2,5 | 20 Fr | 2,5 cm |
| 8140-12-2,7 | 12 Fr | 2,7 cm | 8140-16-2,7 | 16 Fr | 2,7 cm | 8140-20-2,7 | 20 Fr | 2,7 cm |
| 8140-12-3,0 | 12 Fr | 3 cm | 8140-16-3,0 | 16 Fr | 3 cm | 8140-20-3,0 | 20 Fr | 3 cm |
| 8140-12-3,5 | 12 Fr | 3,5 cm | 8140-16-3,5 | 16 Fr | 3,5 cm | 8140-20-3,5 | 20 Fr | 3,5 cm |
| 8140-12-4,0 | 12 Fr | 4 cm | 8140-16-4,0 | 16 Fr | 4 cm | 8140-20-4,0 | 20 Fr | 4 cm |
| | | | 8140-16-4,5 | 16 Fr | 4,5 cm | 8140-20-4,5 | 20 Fr | 4,5 cm |
| 8140-14-0,8 | 14 Fr | 0,8 cm | | | | 8140-20-5,0 | 20 Fr | 5 cm |
| 8140-14-1,0 | 14 Fr | 1 cm | 8140-18-0,8 | 18 Fr | 0,8 cm | | | |
| 8140-14-1,2 | 14 Fr | 1,2 cm | 8140-18-1,0 | 18 Fr | 1 cm | 8140-24-1,5 | 24 Fr | 1,5 cm |
| 8140-14-1,5 | 14 Fr | 1,5 cm | 8140-18-1,2 | 18 Fr | 1,2 cm | 8140-24-1,7 | 24 Fr | 1,7 cm |
| 8140-14-1,7 | 14 Fr | 1,7 cm | 8140-18-1,5 | 18 Fr | 1,5 cm | 8140-24-2,0 | 24 Fr | 2 cm |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------|--------|-------------|-------|--------|-------------|-------|--------|
| 8140-14-2,0 | 14 Fr | 2 cm | 8140-18-1,7 | 18 Fr | 1,7 cm | 8140-24-2,3 | 24 Fr | 2,3 cm |
| 8140-14-2,3 | 14 Fr | 2,3 cm | 8140-18-2,0 | 18 Fr | 2 cm | 8140-24-2,5 | 24 Fr | 2,5 cm |
| 8140-14-2,5 | 14 Fr | 2,5 cm | 8140-18-2,3 | 18 Fr | 2,3 cm | 8140-24-2,7 | 24 Fr | 2,7 cm |
| 8140-14-2,7 | 14 Fr | 2,7 cm | 8140-18-2,5 | 18 Fr | 2,5 cm | 8140-24-3,0 | 24 Fr | 3 cm |
| 8140-14-3,0 | 14 Fr | 3 cm | 8140-18-2,7 | 18 Fr | 2,7 cm | 8140-24-3,5 | 24 Fr | 3,5 cm |
| 8140-14-3,5 | 14 Fr | 3,5 cm | 8140-18-3,0 | 18 Fr | 3 cm | 8140-24-4,0 | 24 Fr | 4 cm |
| 8140-14-4,0 | 14 Fr | 4 cm | 8140-18-3,5 | 18 Fr | 3,5 cm | 8140-24-4,5 | 24 Fr | 4,5 cm |
| 8140-14-4,5 | 14 Fr | 4,5 cm | 8140-18-4,0 | 18 Fr | 4 cm | 8140-24-5,0 | 24 Fr | 5 cm |
| 8140-14-5,0 | 14 Fr | 5 cm | 8140-18-4,5 | 18 Fr | 4,5 cm | | | |
| | | | 8140-18-5,0 | 18 Fr | 5 cm | | | |



