



MIC-KEY J – JEJUNAL ERNÆRINGSSONDE (1 LØP)

Mic-Key J ser ut som en lavprofil Mic-Key, men har et distalt utløp til jejunum. Sonden har samme tilbakeslagsventil og mellomstykker som Mic-Key, og leveres med 1 stk. Medisineringsmellomstykke (artikkelnr 141-12) og 1 stk. Bolus rett mellomstykke (artikkelnr 143-12).

Mic-Key J finnes i størrelse 14 Fr og 18 Fr med stomalengder fra 0,8 til 4,5 cm. Den totale jejunale lengden fra vannballong til endetipp, er 81 cm.

Lengden på sonden kan klippes til ønsket lengde.

Tabell

Artikkelnummer ENFit	Tykkelse	Stomalengde	Jejunal lengde
8230-14-0.8	14 Fr	0.8 cm	81 cm
8230-14-1.0	14 Fr	1.0 cm	81 cm
8230-14-1.2	14 Fr	1.2 cm	81 cm
8230-14-1.5	14 Fr	1.5 cm	81 cm
8230-14-1.7	14 Fr	1.7 cm	81 cm
8230-14-2.0	14 Fr	2.0 cm	81 cm
8230-14-2.3	14 Fr	2.3 cm	81 cm
8230-14-2.5	14 Fr	2.5 cm	81 cm
8230-14-2.7	14 Fr	2.7 cm	81 cm
8230-14-3.0	14 Fr	3.0 cm	81 cm
8230-14-3.5	14 Fr	3.5 cm	81 cm
8230-14-4.0	14 Fr	4.0 cm	81 cm
8230-14-4.5	14 Fr	4.5 cm	81 cm
8230-18-0.8	18 Fr	0.8 cm	81 cm
8230-18-1.0	18 Fr	1.0 cm	81 cm
8230-18-1.2	18 Fr	1.2 cm	81 cm
8230-18-1.5	18 Fr	1.5 cm	81 cm
8230-18-1.7	18 Fr	1.7 cm	81 cm
8230-18-2.0	18 Fr	2.0 cm	81 cm
8230-18-2.3	18 Fr	2.3 cm	81 cm
8230-18-2.5	18 Fr	2.5 cm	81 cm
8230-18-2.7	18 Fr	2.7 cm	81 cm

8230-18-3.0	18 Fr	3.0 cm	81 cm
8230-18-3.5	18 Fr	3.5 cm	81 cm
8230-18-4.0	18 Fr	4.0 cm	81 cm
8230-18-4.5	18 Fr	4.5 cm	81 cm

Produktark Mic-Key Jejunal

[Her kan du laste ned produktark i PDF-format.](#)