



## MIC-KEY J – JEJUNAL ERNÆRINGSSONDE (1 LØP)

Mic-Key J ser ut som en lavprofil Mic-Key, men har et distalt utløp til jejunum. Sonden har samme tilbakeslagsventil og mellomstykker som Mic-Key, og leveres med 1 stk. Medisineringsmellomstykke (artikkelnr 141-12) og 1 stk. Bolus rett mellomstykke (artikkelnr 143-12).

Mic-Key J finnes i størrelse 14 Fr og 18 Fr med stomalengder fra 0,8 til 4,5 cm. Den totale jejunale lengden fra vannballong til endetipp, er 81 cm.

**Lengden på sonden kan klippes til ønsket lengde.**

### Tabell

Artikkelnummer ENFit	Tykkelse	Stomalengde	Jejunal lengde
8230-14-0.8	14 Fr	0.8 cm	81 cm
8230-14-1.0	14 Fr	1.0 cm	81 cm
8230-14-1.2	14 Fr	1.2 cm	81 cm
8230-14-1.5	14 Fr	1.5 cm	81 cm
8230-14-1.7	14 Fr	1.7 cm	81 cm
8230-14-2.0	14 Fr	2.0 cm	81 cm
8230-14-2.3	14 Fr	2.3 cm	81 cm
8230-14-2.5	14 Fr	2.5 cm	81 cm
8230-14-2.7	14 Fr	2.7 cm	81 cm
8230-14-3.0	14 Fr	3.0 cm	81 cm
8230-14-3.5	14 Fr	3.5 cm	81 cm
8230-14-4.0	14 Fr	4.0 cm	81 cm
8230-14-4.5	14 Fr	4.5 cm	81 cm
8230-18-0.8	18 Fr	0.8 cm	81 cm
8230-18-1.0	18 Fr	1.0 cm	81 cm
8230-18-1.2	18 Fr	1.2 cm	81 cm
8230-18-1.5	18 Fr	1.5 cm	81 cm
8230-18-1.7	18 Fr	1.7 cm	81 cm
8230-18-2.0	18 Fr	2.0 cm	81 cm
8230-18-2.3	18 Fr	2.3 cm	81 cm
8230-18-2.5	18 Fr	2.5 cm	81 cm
8230-18-2.7	18 Fr	2.7 cm	81 cm

8230-18-3.0	18 Fr	3.0 cm	81 cm
8230-18-3.5	18 Fr	3.5 cm	81 cm
8230-18-4.0	18 Fr	4.0 cm	81 cm
8230-18-4.5	18 Fr	4.5 cm	81 cm

### Produktark Mic-Key Jejunal

[Her kan du laste ned produktark i PDF-format.](#)